


全自动化学吸附仪



型号	AutoChem 2920, 2950
仪器指标	温度范围：-100~1000℃；加热速率：0.1~50℃；连接质谱检测
分析能力	对催化剂等样品进行 TPD、TPR、TPO、BET 测定、脉冲化学吸附(PCA)、程序升温反应(TPRA)实验，以此考察催化剂的表面酸性、活性点数量、活性点强度、金属分散度、活性金属比表面积等重要特征以及其它化学特性。
仪器特色	温度范围：-100~1000℃；加热速率：0.1~50℃；连接质谱检测